

Straumann-produkt får prestigefyllt pris för medicinsk design



Ännu en Straumann-produkt har fått internationellt erkännande tack vare sin innovativa design och sina egenskaper som medför klara fördelar för patienterna. Vår termoplastiska bormall har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen 2007 Medical Design Excellence Award (MDEA), som kommer att delas ut vid en officiell ceremoni i New York i juni.

Signifikant ökad förutsägbarhet på bara några minuter

Den termoplastiska bormallen från Straumann® ger en snabb, enkel och exakt lösning som garanterar optimal placering av implantatet. Mallen består av ett litet titanrör (en hylsa) vertikalt insatt i en platta av en speciell plast som blir formbar vid uppvärmning och stelnar när den svalnar. Före användningen värms mallen i hett vatten och formas över en modell av patientens tänder med hylsan riktad längs implantatets planerade axel. När plasten svalnat och hårdnat, kan mallen användas i patientens mun för att positionera och styra implantatets pilotborr, som är anpassad till hylsan. Proceduren tar bara ett par minuter i anspråk.

Om utmärkelsen Medical Design Excellence Award

MDEA är den förnämligaste utmärkelsen för medicinteknikbranschen, och det enda belöningsprogram som uteslutande riktar sig till bidrag och framsteg avseende medicinska produkter. Kandidater utvärderas efter design och konstruktion, inbegripet användarrelaterade funktioner som förbättrar vården och förändrar traditionella medicinska attityder eller vanor. Utmärkelsen för 2007 kommer att delas ut vid Medical Design & Manufacturing East Conference and Exposition i New York den 19 juni 2007.