

Nästa generation av borrh teknik



Straumann® Spiralborr PRO Ø 4,2 mm

Noggrann kirurgisk preparation är mycket viktig för att uppnå hög primär implantatstabilitet. Borr med stor diameter kräver i synnerhet en exakt hantering för optimal preparation av implantatsätet.

Vi har utvecklat spiralborret PRO Ø 4,2 mm för att förhindra överpreparation av osteotomi-området. Den rundade platta spetsen underlättar säker placering och centrering av borret i implantatsätet. Den definierade riktningen bibehålls under hela borrhningen. Spiralborr PRO Ø 4,2 mm finns i en kort och en lång variant.