

Nya lösningar för indikationer med begränsat utrymme



Det starkaste implantatet med liten diameter¹

Straumann® Standard Plus Narrow Neck Implantat (Ø 3,3 mm gängdiameter Ø 3,5 mm skulderdiameter) – den erkända standarden för implantat med liten diameter. Implantatet kan nu med säkerhet användas för flera indikationer:

- Ersättning av enstaka tand
- Fasta delbroar
- Täckproteser (kuldistan finns som specialtillverkad produkt)

Halvera inläkningstiden

Nu finns Narrow Neck-implantatet även med SLActive-yta, den första kemiskt aktiva implantatyten med hydrofila egenskaper. SLActive påskyndar signifikant osseointegrationen. Den nya ytan innebär ökad säkerhet för alla indikationer och gör det enklare att förutsäga behandlingsförloppet.

Enkel tillverkning av estetiska provisorier

Med den nya Straumann® Narrow Neck temporära hättan kan du som tandläkare själv framställa provisoriet och på så sätt spara tid. Plastmaterialet är enkelt att modifiera och hättans form ger idealiska förhållanden för mjukvävnaden att läka in.

Kontrollera om produkterna finns hos ditt lokala Straumann-bolag.

¹Jämförande mätning av utmattningshållfasthet för implantat med liten diameter enligt ISO 14801.